

## Cementeringsguide översikt

	ZIRKONIUM	MK	E-MAX	SKALFASADER
DUALCEMENT TYP VARIOLINK II, RELY X ULTIMATE	Ja	Ja	Ja, Rekommenderat	Ja
FOSFATCEMENT	Ja	Ja	Nej	Nej
RESINCEMENT TYP RELYX UNICEM	Ja, Rekommenderat	Ja	Ja	Nej
GLASIONOMER	Ja	Ja	Nej	Nej
VARIOLINK VENEER	Nej	Nej	Ja	Ja. Rekommenderat

Zirkonium är ett väldigt hårt material så även om resincement är rekommenderat använder många tandläkare fosfatcement. Anledningen till detta är att om man måste avlägsna en zirkoniumprodukt kan den vara svår att slipa loss.